


Anticorpo Policlonale Anti-Hdgf Coniglio Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P51858

Numero articolo: CM0028776



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro HDGF (HMG1L2), validato per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA in umano, topo, ratto. Adatto per studiare la repressione trascrizionale, l'attività mitogenica e le funzioni di legame all'eparina.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	HDGF Rabbit pAb
Note/Alias	HMG1L2; HDGF
Specie	Umano
GeneID (Umano)	3068
GeneID	3068
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-240 di HDGF umano (NP_004485.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P51858
Peso Proteico	27kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio