


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Hdgf Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P51858

Numero articolo: CM0013500



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro HDGF umano (HMG1L2), validato per Western blot, IHC-P, IF/ICC ed ELISA. Ideale per lo studio della regolazione trascrizionale, della segnalazione mitogenica e dei meccanismi di legame all'eparina.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	HDGF Rabbit pAb
Note/alias	HMG1L2; HDGF
Specie	Umano
ID del gene (umano)	3068
ID del gene	3068
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-240 dell'HDGF umano (NP_004485.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano
SWISS	P51858
Peso della proteina	27kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio