


Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Hdlbp/Vigilin Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q00341

Numero articolo: CM0003738



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio anti HDLBP umano (Vigilin), validato in WB, IHC-P ed ELISA. Rileva i livelli endogeni di HDLBP in campioni umani, di topo e di ratto. Ideale per la ricerca sul metabolismo lipidico e sul colesterolo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	HDLBP Rabbit mAb
Note/Alias	HBP; VGL; PRO2900; HDLBP
Specie	Umano
GeneID (umano)	3069
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 1-100 dell'HDLBP umano (NP_976221.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q00341
Peso proteico	141kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio