

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-He4/Wfdc2 Per Wb, If/Icc, Elisa - Q14508

Numero articolo: CM0008769



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio di alta qualità diretto contro HE4/WFDC2 umano (Q14508). Validato per WB, IF/ICC, ELISA e con reattività crociata con il topo. Ideale per lo studio dello sviluppo polmonare, della biologia riproduttiva e dei biomarcatori tumorali.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio HE4/WFDC2
Note/alias	HE4; WAP5; EDDM4; dJ461P17.6; HE4/WFDC2
Specie	Umano
GeneID (umano)	10406
GeneID	10406
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 45-124 di HE4/WFDC2 umano (Q14508).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo
SWISS	Q14508
Peso della proteina	13 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante