


## Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Heatr1 Per Wb, Elisa - Q9H583

Numero articolo: CM0014389



### introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità contro HEATR1 umano (BAP28/UTP10). Validato per Western blot ed ELISA, questo anticorpo è essenziale per lo studio della biogenesi dei ribosomi, della funzione nucleolare e delle vie correlate a Myc.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro           | Valore                                                                                                                        |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome del prodotto   | HEATR1 Rabbit pAb                                                                                                             |
| Note/Alias          | BAP28; UTP10; HEATR1                                                                                                          |
| Specie              | Uomo                                                                                                                          |
| ID del gene         | 55127 (Uomo)                                                                                                                  |
| Immunogeno          | Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-120 di HEATR1 umano (NP_060542.4). |
| Origine             | Coniglio                                                                                                                      |
| Categoria           | Anticorpi policlonali                                                                                                         |
| Applicazione        | WB, ELISA                                                                                                                     |
| Reattività crociata | Uomo                                                                                                                          |
| SWISS               | Q9H583                                                                                                                        |
| Peso della proteina | 242 kDa                                                                                                                       |
| Spedizione          | Confezione refrigerante                                                                                                       |