


Anticorpo Policlonale Anti-Hec1/Ndc80 Per Wb, Elisa - O14777

Numero articolo: CM0030077



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che si targeting HEC1/NDC80 umano, validato per western blot e ELISA. Adatto per la ricerca sul cinetocore e sulla mitosi, con reattività crociata verso il topo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	HEC1/NDC80 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	HEC; HEC1; TID3; KNTC2; HsHec1; hsNDC80; HEC1/NDC80
Specie	Umano
GeneID (Umano)	10403
GeneID	10403
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 343-642 di HEC1/NDC80 umano (NP_006092.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo
SWISS	O14777
Peso proteico	74kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio