


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Hec1/Ndc80 Per Wb, Elisa - O14777

Numero articolo: CM0007112



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro HEC1/NDC80 umano (O14777). Validato per Western blot (WB) e ELISA. Ideale per studi sulla funzione del cinetocoro, sul checkpoint mitotico e sul cancro. Peso molecolare previsto: 74 kDa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	HEC1/NDC80 Rabbit mAb
Note/Alias	HEC; HEC1; TID3; KNTC2; HsHec1; hsNDC80; HEC1/NDC80
Specie	Umana
GeneID	10403
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 543-642 di HEC1/NDC80 umano (O14777)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umana
SWISS	O14777
Peso proteico	74kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio