

Anti-Hectd1 Coniglio Anticorpo Policlonale Per Wb, Elisa - Q9Ult8

Numero articolo: CM0024719



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che targeting umano HECTD1 (EULIR), adatto per WB e ELISA. Rileva HECTD1 endogeno a ~289kDa in campioni umani. Ideale per la ricerca sull'ubiquitinazione, lo sviluppo neurale e la biologia delle cellule staminali.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	HECTD1 Coniglio pAb
Osservazioni/Alias	EULIR; HECTD1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	25831
GeneID	25831
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 2518-2610 di HECTD1 umano (NP_056197.3).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umano
SWISS	Q9ULT8
Peso Proteico	289kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio