

Anticorpo Policlonale Anti-Hel308 Coniglio Per Wb E Elisa - Q8Tdg4

Numero articolo: CM0015364

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro l'elicasi HEL308 umana per Western blot ed ELISA. Reagisce in modo incrociato con topo e ratto. Ideale per studi sulla riparazione delle rotture del doppio filamento di DNA, sull'unione delle estremità mediate da micro-omologia e sulle vie di RAD51.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	HEL308 Coniglio pAb
Osservazioni/Alias	HEL308
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	113510
ID Gene	113510
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-270 di HEL308 umano (NP_598375.3)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q8TDG4
Peso Proteico	124kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio