

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Contro Heme Oxygenase 1 (Ho-1/Hmox1) - P09601

Numero articolo: CM0014843



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro Heme Oxygenase 1 (HO-1/HMOX1) umana. Convalidato per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA in uomo, topo, ratto. Adatto per la ricerca sull'apoptosi e sul catabolismo dell'eme.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifica
Nome prodotto	Heme Oxygenase 1 (HO-1/HMOX1) Rabbit pAb
Annotazioni / Alias	HO-1; HSP32; HMOX1D; bK286B10; Heme Oxygenase 1 (HO-1/HMOX1)
Specie	Uomo
GeneID	3162
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli aminoacidi 1-288 della Heme Oxygenase 1 (HO-1/HMOX1) umana (NP_002124.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività incrociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P09601
Peso proteico	33kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio