

Anti-Eme Ossigenasi 1 (Ho-1/Hmox1) Coniglio Polymab Per Wb, Ip, If, Ihc, Elisa - P09601 / P14901

Numero articolo: CM0012660



introduzione

Anticorpo monoclonale ricombinante di coniglio diretto contro l'Eme Ossigenasi 1 (HO-1/HMOX1). Validato per applicazioni di WB, IP, IF, IHC ed ELISA in campioni umani, di topo e di ratto. Rileva una proteina di 33 kDa. Adatto per la ricerca sull'apoptosi, il metabolismo dell'eme e il cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Eme Ossigenasi 1 (HO-1/HMOX1) Coniglio PolymAb®
Osservazioni/Alias	HO-1; HSP32; HMOX1D; bK286B10; D8Wsu38e; HO-1; HO1; Hemox; Hmox; Hsp32
Specie	Umano/Topo
ID Gene (Umano)	3162
ID Gene	3162/15368
Immunogeno	Proteina ricombinante corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-266 di Hmox1 di topo (NP_034572.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IP, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P09601/P14901
Peso Proteico	33 kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio