

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Eme Ossigenasi 1 Per Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P14901

Numero articolo: CM0007819

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio diretto contro Eme Ossigenasi 1 (HO-1/Hmox1). Validato per applicazioni WB, IF-P, IHC-P ed ELISA. Rileva HO-1 endogeno in campioni umani, di topo e di ratto. Utile per studi sullo stress ossidativo e sull'apoptosi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	Anticorpo monoclonale di coniglio anti-Eme Ossigenasi 1
Note/Alias	HO1; HO-1; Hmox; Hemox; Hsp32; D8Wsu38e
Specie	Topo
ID Gene (Umano)	3162
ID Gene	15368
Immunogeno	Proteina ricombinante corrispondente agli amminoacidi 1-266 di Hmox1 di topo (NP_034572.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P14901
Peso Proteico	33 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio