

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Hemgn Per Wb, Elisa - Q9BXI5

Numero articolo: CM0021126

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che bersaglia l'HEMGN (Hemogen) umano per applicazioni WB e ELISA. Reagisce in modo incrociato con uomo e topo; adatto per la ricerca sulla differenziazione ematopoietica, la leucemia e l'apoptosi mediata da NF-κB.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	HEMGN Rabbit pAb
Note/Alias	NDR; EDAG; CT155; EDAG-1; HEMGN
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	55363
GeneID	55363
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 1-100 dell'HEMGN umano (NP_932095.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Uomo, Topo
SWISS	Q9BXL5
Peso proteico	55kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio