


Anticorpo Monoclonale Anti-Subunità Alfa Dell'emoglobina (Hba1) Per Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P69905

Numero articolo: CM0007887



introduzione

Anticorpo monoclonale di alta qualità prodotto in coniglio, diretto contro la subunità alfa dell'emoglobina umana (HBA1). Validato per WB, IF-P, IHC-P ed ELISA. Reagisce anche con topo e ratto. Ideale per la ricerca sul trasporto dell'ossigeno e sulle emoglobinopatie.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio contro la subunità alfa dell'emoglobina (HBA1)
Note/Alias	HBH; ECTY7; HBA-T3; METHBA; Subunità alfa dell'emoglobina (HBA1)
Specie	Uomo
GeneID	3039
Immunogeno	Peptide sintetico: un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-100 della HBA1 umana (P69905)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	P69905
Peso della proteina	15 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante