


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Subunità Alfa Dell'emoglobina (Hba1) Per Wb Ed Elisa - P69905

Numero articolo: CM0016786



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro la subunità alfa dell'emoglobina umana (HBA1) per Western blot ed ELISA. Ideale per la ricerca sul trasporto dell'ossigeno, sulle emoglobinopatie e sui globuli rossi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	pAb di coniglio contro la subunità alfa dell'emoglobina (HBA1)
Note/alias	HBH; ECTY7; HBA-T3; METHBA; Subunità alfa dell'emoglobina (HBA1)
Specie	Umana
GeneID (umano)	3039
GeneID	3039
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-100 della subunità alfa dell'emoglobina umana (NP_000549.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umana
SWISS	P69905
Peso della proteina	15 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante