

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Emmopexina (Hpx) Per Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P02790

Numero articolo: CM0008634

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro l'emopexina umana (HPX), validato per WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Reagisce in modo crociato con il ratto. Fondamentale per studi sul trasporto dell'eme e sul recupero del ferro. Ideale per applicazioni diagnostiche e di ricerca.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Emmopexina (HPX) Rabbit mAb
Note/Alias	HX; Hemopexin (HPX)
Specie	Umana
GeneID (umano)	3263
GeneID	3263
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 363-462 dell'emopexina umana (HPX) (P02790)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umana, Ratto
SWISS	P02790
Peso proteico	52kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio