

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Heparanasi 1 Per Wb, If/Icc, Elisa - Q9Y251

Numero articolo: CM0029790



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità contro l'eparanasi 1 umana (HPA1), validato per WB, IF/ICC ed ELISA. Rileva le forme precursore e clivate; reagisce in modo incrociato con topo e ratto. Ideale per la ricerca sulla degradazione della MEC e sul cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo Policlonale di Coniglio contro Eparanasi 1
Note/Alias	HPA; HPA1; HPR1; HSE1; HPSE1; Eparanasi 1
Specie	Umana
GeneID (Umano)	10855
GeneID	10855
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 36-275 dell'eparanasi 1 umana (NP_001092010.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umana, Topo, Ratto
SWISS	Q9Y251
Peso Proteico	61kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio