

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Heparanase 1 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Y251

Numero articolo: CM0020080



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro l'Heparanase 1 umana (HPSE), adatto per WB, IHC-P, IF/ICC ed ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Ideale per la ricerca sulla degradazione della MEC, invasione tumorale e infiammazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	Anticorpo Policlonale di Coniglio Heparanase 1
Osservazioni/Alias	HPA; HPA1; HPR1; HSE1; HPSE1; Heparanase 1
Specie	Umana
ID Gene (Umano)	10855
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 36-275 dell'Heparanase 1 umana (NP_001092010.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività Crociata	Umana, Topo, Ratto
SWISS	Q9Y251
Peso Proteico	61kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio