


Anticorpo Monoclonale Anti-Her2/ErbB2 Per Fc - P04626

Numero articolo: CM0003979



introduzione

Anticorpo monoclonale coniugato di coniglio specifico per HER2/ErbB2 umano per la citometria a flusso. Riconosce il dominio extracellulare (aa 23-652) ed è validato per campioni umani. Ideale per la ricerca oncologica e applicazioni diagnostiche.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo monoclonale di coniglio anti-HER2/ErbB2 Umano
Note/Alias	NEU; NGL; HER2; TKR1; CD340; HER-2; VSCN2; MLN 19; MLN-19; c-ERB2; c-ERB-2; HER-2/neu; p185(erbB2)
Specie	Umano
GeneID (Umano)	2064
GeneID	2064
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 23-652 di HER2/ErbB2 umano (NP_004439.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	P04626
Peso Proteico	138kDa
Spedizione	Borsa termica con ghiaccio