


Anticorpo Monoclonale Anti-Her2/ErbB2 Per Citometria A Flusso - P04626

Numero articolo: CM0008796



introduzione

Anticorpo monoclonale ricombinante anti-HER2/ErbB2 di coniglio validato per la citometria a flusso. Rileva HER2 umano, un recettore tirosin chinasi sovraespresso in molti tumori. Ideale per la ricerca sul cancro e lo sviluppo di saggi diagnostici.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Rabbit anti-Human HER2/ErbB2 mAb
Note/Alias	NEU; NGL; HER2; TKR1; CD340; HER-2; VSCN2; MLN 19; MLN-19; c-ERB2; c-ERB-2; HER-2/neu; p185(erbB2)
Specie	Umano
GeneID (Umano)	2064
GeneID	2064
Immunogeno	Proteina ricombinante: Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 23-652 di HER2/ErbB2 umano (NP_004439.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	P04626
Peso Proteico	138kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio