


Anticorpo Monoclonale Rabbit Anti-Her2/ErbB2 Per Wb, Ihc, If - P04626

Numero articolo: CM0002338



introduzione

Anticorpo monoclonale ricombinante rabbit contro HER2/ErbB2 umano (P04626), validato per WB, IHC, IF e ELISA. Ideale per la ricerca sulla segnalazione del cancro e lo sviluppo di test diagnostici.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifica
Nome prodotto	HER2/ErbB2 Rabbit mAb
Note/Alias	NEU; NGL; HER2; TKR1; CD340; HER-2; VSCN2; MLN 19; MLN-19; c-ERB2; c-ERB-2; HER-2/neu; p185(erbB2)
Specie	Umana
GeneID	2064
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 23-652 di HER2/ErbB2 umano (P04626)
Origine	Rabbit
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IF-P, IHC-P, mIHC, ELISA
Reattività crociata	Umana
SWISS	P04626
Peso proteico	138kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio