


Anticorpo Monoclonale Anti-Hes1 Di Coniglio Per Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - Q14469

Numero articolo: CM0003263



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio mirato al fattore di trascrizione umano HES1. Adatto per Western blot, IHC-P, IP ed ELISA. Reagisce con umano, topo e ratto. Solo per uso di ricerca.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	HES1 Rabbit mAb
Osservazioni/Alias	HHL; HRY; HES-1; bHLHb39; HES1
Specie	Umano
GeneID	3280
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 181-280 di HES1 umano (Q14469)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, IP, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
SWISS	Q14469
Peso proteico	30kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio