


## Anticorpo Policlonale Anti-Hes1 Di Coniglio Per Wb, Elisa - Q14469

Numero articolo: CM0017461



### introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro il fattore di trascrizione umano HES1, validato per WB ed ELISA. Rileva HES1 umano con cross-reattività verso ratto e topo. Adatto per la ricerca sulla regolazione trascrizionale e la biologia dello sviluppo.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro          | Valore                                                                                                                                         |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome del prodotto  | HES1 Rabbit pAb                                                                                                                                |
| Osservazioni/Alias | HHL; HRY; HES-1; bHLHb39; HES1                                                                                                                 |
| Specie             | Umano                                                                                                                                          |
| GeneID (Umano)     | 3280                                                                                                                                           |
| GeneID             | 3280                                                                                                                                           |
| Immunogeno         | peptide sintetico Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 151-280 di HES1 umano (NP_005515.1). |
| Fonte              | Coniglio                                                                                                                                       |
| Categoria          | Anticorpi policlonali                                                                                                                          |
| Applicazione       | WB, ELISA                                                                                                                                      |
| Cross-reattività   | Ratto, Topo                                                                                                                                    |
| SWISS              | Q14469                                                                                                                                         |
| Peso proteico      | 30kDa                                                                                                                                          |
| Spedizione         | Borsa del ghiaccio                                                                                                                             |