


Anticorpo Monoclonale Anti-Hex Coniglio Per Wb, Elisa - Q03014

Numero articolo: CM0002950



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro HHEX/Hex umano (Q03014) validato per WB ed ELISA. Un regolatore trascrizionale nella segnalazione WNT, nella differenziazione ematopoietica e nello sviluppo anteriore. Ideale per studi sulla trascrizione e sviluppo di saggi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Hex mAb coniglio
Osservazioni/Alias	HEX; PRH; HMPH; PRHX; HOX11L-PEN; Hex
Specie	Umano
GeneID (umano)	3087
GeneID	3087
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente agli amminoacidi 50-150 di Hex umano (Q03014)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano
SWISS	Q03014
Peso proteico	30kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio