


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Hexa (Sottounità Alfa Della Beta-Esosaminidasi) Per Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P06865

Numero articolo: CM0006588



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro HEXA umana, validato per WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Ideale per lo studio delle malattie da accumulo lisosomiale come la malattia di Tay-Sachs e il metabolismo dei glicosfingolipidi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	mAb di coniglio anti-HEXA
Note/Alias	TSD; HEXA
Specie	Umana
GenelD (umano)	3073
GenelD	3073
Immunogeno	Proteina ricombinante; proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 368-529 della HEXA umana. (NP_000511.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umana, Topo, Ratto
SWISS	P06865
Peso proteico	61kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio