


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Hexim1 - 094992

Numero articolo: CM0006487



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio anti-HEXIM1 validato per WB, IHC-P, IF/ICC, IP ed ELISA. Rileva HEXIM1 umano, di topo e di ratto (~41 kDa), un regolatore trascrizionale e inibitore di P-TEFb.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifiche
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-HEXIM1
Note/alias	CLP1, EDG1, HIS1, MAQ1, HEXIM1
Specie	Umano
ID del gene (umano)	10614
ID del gene	10614
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 255-359 di HEXIM1 umano (NP_006451.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
SWISS	O94992
Peso della proteina	41 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante