


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Hexim1 Per Wb, Ihc-P, Elisa - O94992

Numero articolo: CM0028492



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità mirato all'HEXIM1 umano, validato per WB, IHC-P ed ELISA. Reagisce in modo incrociato con topo e ratto. Adatto per la ricerca sulla regolazione della trascrizione e sull'immunità innata.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	HEXIM1 Rabbit pAb
Note/Alias	CLP1; EDG1; HIS1; MAQ1; HEXIM1
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	10614
ID Gene	10614
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 210-359 dell'HEXIM1 umano (NP_006451.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	O94992
Peso Proteico	41kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio