

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Hexim2 Per Wb E Elisa - Q96Mh2

Numero articolo: CM0018364

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro HEXIM2 umano (UniProt Q96MH2), validato per WB e ELISA. Reagisce in modo crociato con il topo. Strumento essenziale per studi sulla regolazione della trascrizione e sul complesso 7SK RNP.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	HEXIM2 Rabbit pAb
Note/Alias	L3; HEXIM2
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	124790
ID gene	124790
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 147-286 di HEXIM2 umano (NP_653209.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo
SWISS	Q96MH2
Peso proteico	32kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio