

Anticorpo Policlonale Anti-Esochinasi II Per Wb, Elisa - P52789

Numero articolo: CM0013415



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-esochinasi II umana, validato per WB e ELISA su umano, topo e ratto. Bersaglia l'enzima glicolitico HK2, adatto per ricerche sul metabolismo e sull'apoptosi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Esochinasi II Coniglio pAb
Osservazioni/Alias	HKII, HXK2, II
Specie	Umano
GeneID (Umano)	3099
GeneID	3099
Immunogeno	Proteina ricombinante corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 1-120 dell'esochinasi II umana (NP_000180.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
SWISS	P52789
Peso proteico	102kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio