


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Hey1 Per Wb, If/Icc, Elisa - Q9Y5J3

Numero articolo: CM0024153



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità contro HEY1 umano, validato per Western blot, IF/ICC ed ELISA. Ideale per la ricerca sullo sviluppo cardiovascolare, la segnalazione Notch e la repressione trascrizionale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	HEY1 Rabbit pAb
Note/Alias	CHF2; OAF1; HERP2; HESR1; HRT-1; NERP2; hHRT1; BHLHb31; HEY1
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	23462
ID Gene	23462
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 114-129 di HEY1 umano (NP_001269780.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q9Y5J3
Peso Proteico	33kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio