

Anticorpo Policlonale Rabbit Anti-Heyl (Hey3, Hrt3, Bhlhb33) Per Wb, Elisa - Q9Nq87

Numero articolo: CM0024026

introduzione

Anticorpo policlonale (pAb) rabbit HEYL validato per WB e ELISA in esseri umani e topi. Bersaglia il reprensore trascrizionale HEYL nella via di segnalazione Notch, fondamentale per lo sviluppo cardiovascolare e la regolazione genica. Ideale per uso di ricerca.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	HEYL Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	HEY3; HRT3; HESR3; bHLHb33; HEYL
Specie	Umana
GeneID (Umana)	26508
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-100 della HEYL umana (NP_055386.2).
Origine	Rabbit
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umana, Topo
SWISS	Q9NQ87
Peso proteico	35kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio