

Anticorpo Monoclonale Anti-Hfe Per Wb, Elisa - Q30201

Numero articolo: CM0002416



introduzione

Questo anticorpo monoclonale di coniglio si rivolge all'HFE umano (Proteina dell'Emocromatosi Ereditaria), validato per applicazioni di Western blotting ed ELISA. Adatto per investigare il metabolismo del ferro, l'emocromatosi e le interazioni con il recettore della transferrina.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	HFE Rabbit mAb
Note/Alias	HH; HFE1; HLA-H; MVCD7; TFQTL2; HFE
Specie	Umano
GeneID (umano)	3077
GeneID	3077
Immunogeno	Peptide Sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 249-348 dell'HFE umano (Q30201).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	Q30201
Peso Proteico	40kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio