

## Anticorpo Policlonale Anti-Hfe Per Wb, Elisa - Q30201

Numero articolo: CM0017424



### introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità targeting HFE umano (proteina dell'emocromatosi ereditaria), validato per Western blot e ELISA. Reagisce con campioni umani e di topo. Supporta la ricerca sul metabolismo del ferro.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro           | Valore                                                                                                                        |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome prodotto       | HFE Rabbit pAb                                                                                                                |
| Note/Alias          | HH; HFE1; HLA-H; MVCD7; TFQTL2; HFE                                                                                           |
| Specie              | Uomo                                                                                                                          |
| ID Gene (Uomo)      | 3077                                                                                                                          |
| Immunogeno          | Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 80-306 dell'HFE umano (NP_000401.1). |
| Origine             | Coniglio                                                                                                                      |
| Categoria           | Anticorpi Policlonali                                                                                                         |
| Applicazione        | WB, ELISA                                                                                                                     |
| Reattività crociata | Uomo, Topo                                                                                                                    |
| SWISS               | Q30201                                                                                                                        |
| Peso proteico       | 40kDa                                                                                                                         |
| Spedizione          | Sacco di ghiaccio                                                                                                             |