

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Hfm1 Per Wb, Ihc-P, Elisa - A2Pyh4

Numero articolo: CM0025137

introduzione

Questo anticorpo policlonale di coniglio riconosce specificamente l'HFM1 umano e presenta reattività crociata con topo e ratto, validato per WB, IHC-P ed ELISA. Ideale per studi sulla meiosi e sull'insufficienza ovarica prematura.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	HFM1 Rabbit pAb
Note/Alias	MER3; POF9; Si-11; SEC63D1; Si-11-6; elicasi; HFM1
Specie	Umano
GeneID	164045
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-240 dell'HFM1 umano (NP_001017975.4)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	A2PYH4
Peso proteico	163kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio