


Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Hgd Per Wb, Elisa - Q93099

Numero articolo: CM0003921



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio che si targeting all'HGD umano (Omogentisato 1,2-diossigenasi) per WB ed ELISA. Ideale per la ricerca sulle malattie metaboliche, inclusa l'alcaptonuria. Specificità garantita dall'immunogeno peptidico.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	HGD mAb Coniglio
Note/Alias	AKU; HGO; HGD
Specie	Umano
GeneID (Umano)	3081
GeneID	3081
Immunogeno	Peptide Sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 346-445 dell'HGD umano (Q93099).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	Q93099
Peso Proteico	50kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio