

Anticorpo Policlonale Anti-Hgf Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P14210

Numero articolo: CM0014023



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità mirato all'HGF umano. Validato per WB, IHC-P, IF/ICC ed ELISA. Reagisce incrociato con topo e ratto. Per la ricerca sulla crescita degli epatociti e sulla segnalazione MET.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	HGF Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	SF; HGFB; HPTA; F-TCF; DFN39; HGF
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	3082
ID Gene	3082
Immunogeno	Proteina ricombinante
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P14210
Peso proteico	83kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio