


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Hgs Per Wb, If/Icc, Ip, Elisa - O14964

Numero articolo: CM0024578



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio contro HGS umano (sustrato della tirosin chinasi regolata dal fattore di crescita degli epatociti), validato per WB, IF/ICC, IP, ELISA. Reagisce incrociatamente con topo e ratto. Ideale per lo studio dell'ordinamento endosomiale e della trasduzione del segnale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	HGS pAb coniglio
Note/Alias	HRS; HGS
Specie	Umano
Gene ID	9146 (Umano)
Immunogeno	Proteina ricombinante
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	O14964
Peso proteico	86kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio