

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Hhla2 Per Wb, Ihc-P Ed Elisa - Q9Um44

Numero articolo: CM0013523

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-HHLA2 di alta qualità, validato per applicazioni WB, IHC-P ed ELISA. Rileva HHLA2 umano, un ligando costimolatorio dei linfociti T, ideale per la ricerca in immuno-oncologia e lo sviluppo diagnostico.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Dettagli
Nome Prodotto	HHLA2 Rabbit pAb
Note/Alias	B7y; B7H7; B7-H5; B7-H7; HHLA2
Specie	Umano
GeneID (Umano)	11148
GeneID	11148
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 30-200 di HHLA2 umano (NP_009003.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	Q9UM44
Peso Proteico	47kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio