


Anticorpo Monoclonale Anti-Hibadh Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P31937

Numero articolo: CM0007630



introduzione

Anticorpo Monoclonale Coniglio HIBADH convalidato per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Rileva la 3-idrossiisobutirrato deidrogenasi umana, murina e ratto, un enzima mitocondriale nel catabolismo degli aminoacidi a catena ramificata. Ideale per la ricerca metabolica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specificazione
Nome Prodotto	HIBADH Coniglio mAb
Osservazioni/Alias	NS5ATP1; HIBADH
Specie	Umano
GenelD (Umano)	11112
GenelD	11112
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 37-336 di HIBADH umana (NP_689953.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	P31937
Peso Proteico	35kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio