


Anticorpo Policlonale Anti-Hibch Coniglio Per Wb, If/Icc, Elisa - Q6Nvy1

Numero articolo: CM0020742



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro l'HIBCH umano (3-hydroxyisobutyryl-CoA hydrolase), validato per WB, IF/ICC e ELISA. Reagisce con umano, topo e ratto. Enzima mitocondriale da 43kDa nel catabolismo della valina.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	HIBCH Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	HIBYLCOAH; HIBCH
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	26275
ID Gene	26275
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 33-330 dell'HIBCH umano (NP_055177.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q6NVY1
Peso Proteico	43kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio