

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Hif1A Per Wb, If/Icc, Elisa - Q16665

Numero articolo: CM0011166



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro HIF1 α umano, validato per WB, IF/ICC, ELISA. Reagisce incrociato con il mouse. Adatto per la ricerca sull'ipossia, la biologia del cancro e gli studi sulla regolazione trascrizionale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	HIF1 α Rabbit mAb
Note/Alias	HIF1; MOP1; PASD8; HIF-1A; bHLHe78; HIF-1alpha; HIF1-ALPHA; HIF-1-alpha
Specie	Umano
GeneID (Umano)	3091
GeneID	3091
Immunogeno	Peptide Sintetico
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Mouse
SWISS	Q16665
Peso Proteico	83 kDa/93 kDa/96 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio