

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Hif1A Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q16665

Numero articolo: CM0017740



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità contro HIF1 α (umano, topo, ratto) per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Targetizza il fattore 1-alfa inducibile dall'ipossia, un regolatore principale della risposta all'ipossia. Disponibile presso CamelBio.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	HIF1 α Rabbit pAb
Note/Alias	HIF1; MOP1; PASD8; HIF-1A; bHLHe78; HIF-1 α ; HIF1-ALPHA; HIF-1- α ; HIF1 α
Specie	Umana
GeneID (umano)	3091
GeneID	3091
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 400-500 di HIF1 α (NP_001521.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
SWISS	Q16665
Peso della proteina	83 kDa/93 kDa/96 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante