


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Hif1An/Fih-1 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Nwt6

Numero articolo: CM0007746



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio diretto contro HIF1AN/FIH-1 umano (SWISS Q9NWT6). Validato per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA, con reattività crociata a topo e ratto. Adatto per la ricerca su ipossia e sensing dell'ossigeno.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	[Validato KO] HIF1AN/FIH-1 Rabbit mAb
Osservazioni/Alias	FIH1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	55662
GeneID	55662
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-349 di HIF1AN/FIH1 umano (NP_060372.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q9NWT6
Peso proteico	41kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio