


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Hif1An/Fih1 Per Wb E Elisa - Q9Nwt6

Numero articolo: CM0024166



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio che si lega a HIF1AN/FIH1, validato per Western blot e ELISA. Reagisce con umano e topo. Adatto per investigare la segnalazione dell'ipossia e il sensing dell'ossigeno nella ricerca e nello sviluppo di saggi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	HIF1AN/FIH1 Coniglio pAb
Osservazioni/Alias	FIH1; HIF1AN/FIH1
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	55662
Gene ID	55662
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-349 di HIF1AN/FIH1 umano (NP_060372.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse
SWISS	Q9NWT6
Peso proteico	41kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio