


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Hif1An/Fih1 [Validato Ko] Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - Q9Nwt6

Numero articolo: CM0030414



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio contro HIF1AN (FIH1), validato per studi su knockout. Adatto per Western blot, IHC, IF/ICC, IP, ELISA su umano, topo, ratto. Bersaglio: asparagina idrossilasi del fattore inducibile da ipossia.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	[Validato KO] HIF1AN/FIH1 pAb coniglio
Osservazioni/Alias	FIH1; H1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	55662
GeneID	55662
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-349 di HIF1AN/FIH1 umano (NP_060372.2).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q9NWT6
Peso proteico	41kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio