

Anticorpo Policlonale Anti-Hif1B/Arnt Per Wb, Elisa - P27540

Numero articolo: CM0015920



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro HIF1 β /ARNT umano, adatto per applicazioni di Western blot ed ELISA. Reagisce con umano e topo. Ideale per lo studio delle vie di segnalazione dell'ipossia e degli xenobiotici.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	HIF1 β /ARNT Rabbit pAb
Note/Alias	HIF1B; TANGO; bHLHe2; HIF1BETA; HIF-1beta; HIF1-beta; HIF-1-beta; HIF1 β /ARNT
Specie	Umano
GeneID (Umano)	405
GeneID	405
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 420-485 di HIF1 β /ARNT umano (NP_001659.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo
SWISS	P27540
Peso Proteico	87kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio