

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Hif1B/Arnt Per Wb, Ihc-P, Elisa - P27540

Numero articolo: CM0003327



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio che rileva specificamente HIF1 β /ARNT umano (P27540), validato per WB, IHC-P e ELISA. Ideale per lo studio della segnalazione per ipossia e delle vie di risposta alla diossina.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	HIF1 β /ARNT Rabbit mAb
Note/Alias	HIF1B; TANGO; bHLHe2; HIF1BETA; HIF-1beta; HIF1-beta; HIF-1-beta; HIF1 β /ARNT
Specie	Uomo
GeneID	405
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 499-789 di HIF-1 beta umano (P27540).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo
SWISS	P27540
Peso proteico	87kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio