


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Hif3A Per Wb, If/Icc, Elisa - Q9Y2N7

Numero articolo: CM0023804



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro HIF3A (Fattore 3-alfa inducibile dall'ipossia) per Western blot, IF/ICC, ELISA. Validato nell'uomo, topo, ratto. Ideale per la ricerca sull'ipossia e sull'angiogenesi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	HIF3A Rabbit pAb
Note/Alias	IPAS; MOP7; PASD7; HIF-3A; bHLHe17; HIF3-alpha-1; HIF3A
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	64344
ID Gene	64344
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-130 di HIF3A umano (NP_690008.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q9Y2N7
Peso Proteico	72kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio