


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Higd1A Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Y241

Numero articolo: CM0016400



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro HIGD1A umano (HIG1, RCF1a), validato per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Bersaglia la subunità del complesso IV mitocondriale coinvolta nella catena respiratoria. Adatto per studi sull'ipossia e sui mitocondri.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	HIGD1A Rabbit pAb
Note / Alias	HIG1; RCF1a; HIGD1A
Specie	Umana
GeneID (Umana)	25994
GeneID	25994
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-93 di HIGD1A umano (NP_054775.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umana
SWISS	Q9Y241
Peso proteico	10 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio