

Anticorpo Policlonale Anti-Hilpda Per Ihc-P, Elisa - Q9Y5L2

Numero articolo: CM0022479

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro HILPDA umano (HIG2) per applicazioni di immunoistochimica (IHC-P) ed ELISA. Reagisce in modo crociato con campioni umani, murini e di ratto. Adatto per la ricerca sull'ipossia e sul cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	HILPDA Rabbit pAb
Note/alias	HIG2; HIG-2; C7orf68; HILPDA
Specie	Umano
GeneID (umano)	29923
GeneID	29923
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-63 di HILPDA umano (NP_037464.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
SWISS	Q9Y5L2
Peso della proteina	7kDa
Spedizione	Confezione refrigerante